


**STS304J1※を使用したKINOXのボウルセット。
専用ポーチ付きで、持ち運びも非常に便利です。**



CAMPING BOWL(8P) & BAG SET

ボウルセットはマットな質感で高級感のある製品です。
付属の食器ポーチは裏面がメッシュになっており、収納と乾燥に優れたポーチです。

※STS304J1:酸や塩水などの腐食性環境に対して優れた耐性を示します。加工しやすく、熱間および冷間加工に適しています。これにより、さまざまな形状や部品に加工することができます。



ボウルセット専用ポーチ

KINOX STAINLESS STEEL PLATE

KINOX STAINLESS STEEL TABLEWARE is matte and luxurious.

Also, it has a simple design suitable for daily kitchen and camping tableware.

Among STS304, STS304J1 containing copper (CU), which has high safety and good antibacterial activity, is used.

It is an eco-friendly, BPA-free product with zero environmental hormones.

304 STS304J1 Material



Material safety



Good usability



Luxurious finish

ご使用前に必ず行ってください。

【研磨剤の洗浄方法】

1. キッチンタオルに食用油を使用して拭き取ってください。
2. ベーキングソーダ（重曹）を振りかけ、柔らかいスポンジで拭きます。
3. 酢を沸騰したお湯に入れて殺菌および消毒をします。
4. 台所用洗剤を使用して、洗い流します。

【使用上の注意】

- 洗浄時にスポンジを使用する場合は、表面が傷つく可能性がありますので、柔らかいスポンジを使用してください。
- 強い衝撃は製品の損傷をもたらす可能性がありますので、ご注意ください。
- 直火、オーブン、グリル、電子レンジなどでの使用はしないでください。火気の横に保管すると変形することがあります。



CAMPING BOWL(8P) & BAG SET

KI24A018

¥ 8,800 (税込)

- サイズ：220×22mm (176g) 1枚
- 215×36mm (169g) 1枚
- 185×45mm (132g) 1枚
- 145×53mm (94g) 2枚
- 125×51mm (84g) 2枚
- 100×36mm (50g) 1枚

■ 入数：8枚

■ 素材：STS304J1

■ 生産国：韓国

食洗機：対応

IH調理：非対応

直火：非対応


Company's key products

Made in Korea

CAMPING BOWL SET

1호

22cm X 2.2cm (176g)



2호

21.5cm X 3.6cm (169g)



3호

18.5cm X 4.5cm (132g)



4호

14.5cm X 5.3cm (94g)



5호

12.5cm X 5.1cm (84g)



6호

10cm X 3.6cm (50g)



Certification details attached

有害物質が検出されなかったことを示す
認証詳細が、検査報告書に添付しています。

鉛
カドミウム
ニッケル
ヒ素
六価クロム

上記5種類は検出されませんでした。

the way to trust
KCL

9899-2579-3013-5933

시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-110302K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 신원테크

○ 주소 : 경기도 김포시 대곶면 소래로97번길 104-9

3. 시험기간 : 2020년 09월 21일 ~ 2020년 09월 28일

4. 시험성적서의 용도 : 참고용

5. 시료명 : 스테인리스 가구용기

6. 시험방법

(1) 식품용 가구 및 용기포장 공전

7. 시험결과

1) 스테인리스 가구용기

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비고
용출 납(Pb)	mg/L	0.4 이하	(1)	불검출	-
용출 카드뮴(Cd)	mg/L	0.1 이하	(1)	불검출	-
용출 니켈(Ni)	mg/L	0.1 이하	(1)	불검출	-
용출 비소(As.O.로서)	mg/L	0.2 이하	(1)	불검출	-
용출 6가크롬(Cr ⁶⁺)	mg/L	0.1 이하	(1)	불검출	-

▶ 재질 : 금속재

----- 끝 -----

확인	작성일자 성명	채회인	기술책임자 성명	박경호
----	------------	-----	-------------	-----

비고:

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부분을 탈취하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2020년 09월 28일

한국건설생활환경시험연구원

결과문의 : 06503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2587

총 1페이지 중 1페이지

Certification details attached

黄色ブドウ球菌に対して99.999%
の抗菌効果を持っている証明です。



한국분석시험연구원 (KATR)
Korea Analysis Test Researcher

경기도 고양시 통일로 140, A-336(삼송테크노밸리)
Tel : 1670 - 9936 | Fax : 02 - 6016 - 9711 | Email : katr@katr.re.kr

시험성적서

접수 번호 : KATRM201120-007	접수 일자 : 2020. 11. 20
성적서 번호 : KAAAM201208-007	발급 일자 : 2020. 12. 08
신청 회사 : 신용테크	용도 : 품질관리

주 소 : 경기도 김포시 대곶면 소래로97번길 104-9
담당자 : 전상준
제출처 :
시료명 : 스테인리스 기구용기

시험항목		시험결과	
		Control	Sample
JIS Z 2801:2010			
<i>Staphylococcus aureus</i>	24시간 후 균수(CFU/mL)	1.5 X 10 ⁶	<10
ATCC 6538 (황색포도상구균)	항균활성치		5.2
접종균액의 농도	2.5 X 10 ⁵ CFU/mL		
<i>Escherichia coli</i>	24시간 후 균수(CFU/mL)	2.2 X 10 ⁶	<10
ATCC 8739 (대장균)	항균활성치		5.3
접종균액의 농도	2.5 X 10 ⁵ CFU/mL		

※ 시료 정보: 재질 - 스테인리스 (STS304), 크기 - 50 X 50 mm

※ 표준 필름: 재질 - sterilized PP film, 크기 - 50 X 50 mm

※ 시료 처리: 24시간 전배양액 0.4 mL을 시료 위에 올린 뒤 표준 필름을 덮음

※ 항균활성치 = log₁₀((24시간 후 control 균수)/(24시간 후 시료 균수))

※ 항균효과: 항균활성치 2.0 이상



한국분석시험연구원

비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 KATR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.